

PRÄSENTATION:

CE-zertifizierter Kehr-Drain, T-Rohr aus natürlichem Latex mit Silikonbeschichtung.

Dieses Gerät wird während chirurgischer Eingriffe in den Gallengang eingesetzt. Es wird bei offener Gallenblasenoperation verwendet, um Galle abzulassen. Das Rohr ist häufig mit einem Gallebeutel verbunden.



Größe	Referenz 20 cm x 40 cm
10Fr	N01D051030
12Fr	N01D051230
14Fr	N01D051430
16Fr	N01D051630
18Fr	N01D051830
20Fr	N01D052030
22Fr	N01D052230
24Fr	N01D052430
26Fr	N01D052630
28Fr	N01D052830
30Fr	N01D053030

BESCHREIBUNG:

Verbesserte Präzision beim Gallendrainage:

Der Kehr T-Drain ist darauf ausgelegt, eine präzise Kontrolle des Gallenflusses zu ermöglichen und postoperative Komplikationen wie Gallenaustritt oder Verstopfungen zu verhindern.

Reduzierung des Infektionsrisikos:

Durch einen effizienten Drainageprozess und die Minimierung des direkten Kontakts der Gallengänge mit anderen Geweben verringert der Kehr-Drain das Infektionsrisiko erheblich, was für die Genesung des Patienten entscheidend ist.

Einfache Installation und Entfernung:

Der Kehr-Drain ist speziell für eine einfache Handhabung konzipiert und kann vom Chirurgen leicht eingesetzt und entfernt werden, was den Eingriff weniger invasiv und komfortabler für den Patienten gestaltet.

Postoperative Überwachung:

Dieses T-Rohr ermöglicht eine effektive Überwachung der Gallensekretion nach der Operation und hilft den Ärzten, die Gallensystemfunktion zu bewerten und potenzielle Komplikationen schnell zu erkennen.

Patientenkomfort:

Neben Sicherheit und Wirksamkeit wird auch der Komfort des Patienten berücksichtigt. Das T-Rohr ist so gestaltet, dass es während der Erholungsphase minimalen Komfortverlust verursacht.

Vielseitigkeit:

Dieses System ist für verschiedene chirurgische Eingriffe geeignet und in zahlreichen klinischen Situationen wertvoll einsetzbar.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an

MEDFIRST

8 esplanade Compans Caffarelli 31000 TOULOUSE, France - RCS Toulouse B 831156641



+33 5.32.63.00.14



ventes@medfirst.care



www.medfirst.care