

# MEDFIRST

## CRICOTHYROTOMIE-SET

### ÜBERSICHT UNSERES NOTFALL-ATEMWEGSKITS:

Unser CE-zertifiziertes Kit wurde speziell für den Einsatz in Notfallsituationen entwickelt, insbesondere bei CICO (Can't Intubate, Can't Oxygenate), wenn der Zugang zu den Atemwegen auf herkömmliche Weise eingeschränkt ist.



Dieses Set ist für Fälle vorgesehen, die einen Notfallzugang zu den Atemwegen an der Vorderseite des Halses erfordern. Es ermöglicht die Schaffung einer Öffnung in der Luftröhre durch eine Koniotomie und gewährleistet so eine sofortige Beatmung und Sauerstoffversorgung des Patienten.

Dieses CE-zertifizierte Koniotomie-Set entspricht strikt den 2015-Richtlinien der DAS (Difficult Airway Society)

### VORTEILE DES SETS

**Schnelligkeit und Effizienz:** Das Set ermöglicht extrem schnelle Notfalleingriffe und hilft, die Atmung des Patienten in wenigen Minuten wiederherzustellen.

**Maximale Sicherheit:** Jedes Teil wurde sorgfältig ausgewählt, um eine sichere und effektive Koniotomie zu gewährleisten und das Risiko von Komplikationen zu minimieren.

**Benutzerfreundlichkeit:** Klare grafische Anweisungen führen durch jeden Schritt des Verfahrens.

**Steriles Referenzmaterial:** Jedes Set wird in einer starren Einwegverpackung geliefert, um die Sterilität zu bewahren und die Komponenten vor Schäden oder Verformungen zu schützen.

## WICHTIGE BESTANDTEILE DES KONIOTOMIE-SETS

- **10-mm-Skalpell:** Bietet chirurgische Präzision für einen sauberen Schnitt und ermöglicht einen schnellen Zugang zur Koniomembran.
- **Einführhilfe:** Funktioniert als Führungshilfe und leitet den Tracheotomie-Tubus nach dem Schnitt in die Luftröhre.
- **Tracheotomie-Tubus:** Mit einem Durchmesser von 6,0 mm und einem Ballon sorgt er für eine effektive Beatmung durch einen sicheren Sitz, der unerwünschte Luftlecks verhindert.
- **10-ml-Spritze:** Wird verwendet, um den Ballon aufzupumpen und die präzise Position des Tubus zu gewährleisten.
- **Baumwollband:** Wird verwendet, um den Tracheotomie-Tubus sicher zu fixieren, unerwünschte Bewegungen zu vermeiden und eine stabile Beatmung des Patienten sicherzustellen.



Finden Sie unser Produkt mit zusätzlichen Details auf seiner [eigenen Seite](#).

Weitere Informationen, kontaktieren Sie uns

**MEDFIRST**

8 esplanade Compans Caffarelli 31000 TOULOUSE, France - RCS Toulouse B 831156641



+33 5.32.63.00.14



ventes@medfirst.care



www.medfirst.care