

MEDFIRST

SET PER CRICOTIROIDOTOMIA

PANORAMICA DEL NOSTRO KIT D'EMERGENZA RESPIRATORIA:

Il nostro kit certificato CE è progettato specificamente per essere utilizzato in situazioni di emergenza, in particolare durante CICO (Can't Intubate, Can't Oxygenate), quando l'accesso convenzionale alle vie aeree è limitato.



Questo set è destinato ai casi che richiedono un accesso d'emergenza alle vie aeree nella parte anteriore del collo, consentendo la creazione di un'apertura nella trachea tramite cricotiroidotomia, garantendo così una ventilazione e un'ossigenazione immediate del paziente.

Questo kit per cricotiroidotomia certificato CE è conforme alle linee guida del 2015 della DAS (Difficult Airway Society)

VANTAGGI DEL KIT

Velocità ed Efficienza: Il kit consente un intervento di emergenza estremamente rapido, aiutando a ripristinare la respirazione del paziente in pochi minuti.

Massima Sicurezza: Ogni componente è accuratamente selezionato per garantire una procedura di cricotiroidotomia sicura ed efficace, riducendo al minimo il rischio di complicazioni.

EFacilità d'Uso: Le istruzioni grafiche chiare guidano ogni passaggio della procedura.

Materiale Sterile di Riferimento: Ogni kit viene fornito in un imballaggio rigido monouso per preservare la sterilità e proteggere i componenti da eventuali danni o deformazioni.

COMPONENTI PRINCIPALI DEL KIT PER CRICOTIROIDOTOMIA

- **Bisturi da 10mm:** Offre precisione chirurgica per un'incisione netta, consentendo un rapido accesso alla membrana cricotiroidea.
- **Introduttore:** Funziona come guida per intubazione, guidando il tubo per tracheotomia nella trachea dopo l'incisione.
- **Tubo per tracheotomia:** Diametro di 6,0mm con palloncino, garantisce una ventilazione efficace grazie a una tenuta sicura, prevenendo perdite d'aria indesiderate.
- **Siringa da 10ml:** Utilizzata per gonfiare il palloncino e assicurare il posizionamento preciso del tubo.
- **Nastro di cotone:** Utilizzato per fissare saldamente il tubo per tracheotomia, evitando movimenti indesiderati e garantendo una ventilazione stabile del paziente.



Trova il nostro prodotto con dettagli aggiuntivi sulla sua [pagina dedicata](#).

Maggiori informazioni, contattaci

MEDFIRST

8 esplanade Compans Caffarelli 31000 TOULOUSE, France - RCS Toulouse B 831156641



+33 5.32.63.00.14



ventes@medfirst.care



www.medfirst.care